



LEGIO.MEDIZINFILTER

LEGIONELLENFILTER FÜR DAS WASCHBECKEN

Der LEGIO.MEDIZINFILTER bietet direkt vor dem Nutzer Schutz in Bereichen bei der eine Infektionsgefahr über das Wasser besteht.

Vorteile

- ✓ Nachgewiesene Wirksamkeit bei der Rückhaltung von Legionellen und anderen Bakterien
- ✓ Zertifikate deutscher und europäischer Institutionen
- ✓ Lange Nutzungsdauer von bis zu 70 Nutzungstagen (abhängig von der Qualität des Zulaufwassers)
- ✓ Aseptischer Auslauf mit hohem Wirkungsgrad
- ✓ Einfache Installation
- ✓ Schneller Filteraustausch ohne Werkzeug
- ✓ KTW-Zulassung und DVGW W270
- ✓ Resistenz bei allen gängigen Desinfektionsmitteln

Empfohlen für medizinische Einrichtungen, Hotels und öffentliche Gebäude!

LEGIO.BALL Waschtisch Startset inkl. Membrankartusche

Der LEGIO.BALL ist die ideale Lösung am Waschtisch bei mikrobiologisch kontaminiertem Leitungswasser oder in Fällen, in denen ein umfassender Schutz gefordert ist.



nur
78,90 *
Euro



LEGIO.STANDARD Waschtisch Startset

LEGIO bietet ein komplettes Programm an sterilen Membranfiltern für die Montage an den Entnahmestellen für Duschköpfe und Wasserhähne, speziell für den Einsatz in medizinischen und gewerblichen Einrichtungen.



nur
70,90 *
Euro

LEGIO.BALL

Modellnummer	41.2.801	31.1.900
		
Typ	LEGIO.ball Waschtisch Startset inkl. Membrankartusche	LEGIO.ball Kartuschenschale inkl. Unterschale
Max. Maße	Ø 110 x 87 mm	Ø 110 x 80 mm
Gewicht ca.	390 gr.	220 gr.
Integriertes Metallgewinde in der Oberschale	in M22 IG	
Volumenstrom bei 2 bar	bis 12 l/min	bis 12 l/min
Bestätigte Lebensdauer	70 Tage (10 Wochen)	70 Tage (10 Wochen)
Rückhaltung von Bakterien- und Pilzen ⁽¹⁾	Bakterien > LOG 7 Pilze > LOG 4	Bakterien > LOG 7 Pilze > LOG 4
Preis	78,90 €*	67,90 €*
Bestellmenge		

Technische Daten

Filtermaterial	Mischung aus Polyethersulfon und Polyvinylpyrrolidon
Porengröße	0,2 µm
Max. Betriebsdruck	5 bar
Betriebstemperatur	0 - 60 °C ; 70 °C für 30 min bei 2 bar während Nutzungsdauer
Chloraufnahme	1.200 ppm, insgesamt 10 Stunden während Nutzungsdauer
Durchfluss	3.000 l während Nutzungsdauer
Lagerung & Handhabung	<ul style="list-style-type: none"> • trocken lagern; nach erstem Gebrauch vor Frost schützen • mit Vorsicht behandeln; keinen starken Erschütterungen aussetzen • Desinfektion der Oberfläche auf Basis von Alkohol und Peroxide • kann nach Gebrauch über Restmüll entsorgt werden
Kartuschenwechsel	Separate Informationen zum Kartuschenwechsel sind zu beachten
Lieferumfang	Inkl. Kartuschenwechselkalender und wasserfeste Wechselaufkleber
Empfehlung	bei thermischer Desinfektion LEGIO.ball entfernen

Produkt-Zertifizierung



Der LEGIO.ball entspricht den Anforderungen des Medizinprodukte-Gesetzes 93/42/EEC, Anhang VII und ist als Klasse I, Norm I -Produkt registriert. Desweiteren ist der LEGIO.ball gemäß der **KTW-Leitlinie** des Umweltbundesamtes sowie **DVGW Arbeitsblatt W 270** zertifiziert.

LEGIO.STANDARD

Modellnummer	31.2.204	31.2.254	31.2.304	31.2.354
				
Typ	LEGIO.standard Waschtisch Startset	LEGIO.standard Waschtisch Wechselkartusche	LEGIO.standard Trinkwasser Startset	LEGIO.standard Trinkwasser Wechselkartusche
Max. Maße	142 x 63 mm	88 x 63 mm	142 x 63 mm	88 x 63 mm
Gewicht	240 gr.	150 gr.	240 gr.	150 gr.
Verbindung	22 mm Innengewinde ⁽¹⁾	eigene Schnellkupplung	22 mm Innengewinde ⁽¹⁾	eigene Schnellkupplung
Volumenstrom bei 2 bar	bis 4 l/min ⁽²⁾	bis 4 l/min ⁽²⁾	bis 4 l/min ⁽²⁾	bis 4 l/min ⁽²⁾
Bestätigte Lebensdauer	70 Tage (10 Wochen)			
Rückhaltung von Bakterien- und Pilzen ⁽³⁾	Bakterien > LOG 7 Pilze > LOG 4			
Preis	70,90 €*	59,58 €*	70,90 €*	59,58 €*
Bestellmenge				

*Nettopreise zzgl. MwSt und Versand. Installationen und Einweisungen nicht im Preis enthalten. Solange Vorrat reicht.

Einfach diese Seite ausgefüllt an uns zurück senden per Fax oder gleich online bestellen:
Bestell-Fax: 0731 1848688-60 oder **www.legiofree.de**

WIR BITTEN UM RÜCKRUF: _____

Praxisstempel

Service- und Bestell-Telefon
Fon 0731 1848688-50

Wir sind Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr persönlich für Sie erreichbar.

info@siramed.de
www.siramed.de

